



LAB ON THE GO

O QUE É O LAB ON THE GO?

- Dispositivo **reutilizável** e aderente que permite efetuar análises clínicas a pessoas com **hipercoagulação** com o auxílio de um biossensor.
- Recolha de uma pequena amostra sanguínea de forma **indolor, sem recurso a agulhas**, ao pressionar um botão existente no dispositivo.
- Após a análise da amostra, os resultados podem ser obtidos de uma forma **momentânea** a partir de qualquer aparelho móvel.



O questionário serve apenas para o âmbito académico e, por isso, os dados apenas serão analisados com esse objetivo.



LAB
ON THE GO



Universidade do Minho
Escola de Engenharia